

Kardiotokográfok

CONTEC 800G



- A terhesség 28. hetén túl referencia adatokat kaphatunk klinikai felhasználásra.
- A monitor használható magában, vagy csatlakoztatható PC-hez RJ45 interfész segítségével, központi monitorozáshoz.
- 8.0 " színes LCD kijelző, forgatható képernyő 60 °-ig
- Magzati szívhang: pulzus 120-tól 160 –ig normál tartományban
- Magzati mozgás manuális nyilvántartásba vétele
- Hang és színes riasztás magas és alacsony magzati szívfrekvencia esetén
- 24 órás folyamatos, valós idejű felügyeleti funkció
- Folyamatos 12 órás beteggörbe és az adatok tárolása, lejátszás és nyomtatás
- Képkimerevítő funkcióval
- Extra hosszú élettartam , nagy felbontású beépített hőnyomtató
- A beépített kommunikációs port csatlakoztatható a központi felügyeleti rendszerhez
- Opció: ikerterhesség

FC-700



- A/4-es méretben nyomtatja a jellegzetes FHR és UC trendeket.
- Számítógéphez csatlakoztatható.
- Ultrahang frekvencia 1 MHz.
- Az FHR érzékelés tartománya: 50-240 bpm.
- A pillanatnyi FHR és UC értékeket LED kijelzőn jeleníti meg.
- Riasztási funkcióval rendelkezik.
- A dátumot és az időt megjeleníti a regisztrátumon.
- A nyomtatás sebessége: 1, 2 vagy 3 cm/perc
- Tartozékok: UH fej, TOCO fej, eseményjelző kapcsoló, regisztráló papír, UH gél.

KOLPOSZKÓPOK

GIMA Colpy állványos kolposzkóp



Binokuláris, halogén kolposzkóp, gördíthető állványon.

Állítható magasság (73-104 cm).

Sztereo optikai rendszer, zöld szűrővel.

Nagyítás: 6.2x standard 10X nagyítású szemlencsével.

A pupillák közti távolság beállítható (48 mm - 77 mm).

Az optikai fej 45°-45 fokban állítható.

Megvilágítás: halogén kéthullámos izzó, 12V - 12W.

Látómező: 35mm - 24mm. Munkatávolság: 26 cm.

Dioptria ellensúlyozás ± 5 a jobb szemlencsén.

Finom fókusz: 36 mm.

Súlya: 5,2 kg. Tápellátás: hálózati.

KN-2200 videokolposzkóp



A kolposzkóp képét egy számítógép monitorán követheti Speciális digitális kamera, nőgyógyászati vizsgálathoz

Termékjellemzők:

Többnyelvű felhasználói szoftver

Fokozatmentesen állítható zöld/vörös színszűrő

Állítható fénnyerő

Nagy teljesítményű zoom

Gyors autofókusz és a manuális fókusz

Egyetlen gombnyomással beállítja a fehér egyensúlyt

¼" CCD kamera LED hideg fényforrással

PC digitalizáló kártyával és szoftverrel

Görgős állvány, távirányító

Megvilágítás: 1.200 Lux

Munkatávolság: 200 mm - 400 mm

Nagyítás: 35X

Szoftver: Win7, Win8, és Win10 kompatibilis 32/64 bit

Alkalmas képek, illetve videók készítésére, a lementett képek szerkesztésére, képek összehasonlítására. A könnyebb diagnosztizálás érdekében több száz mintafotóból, és diagnózisból álló katalógus segíti a munkát.

Leletezés, előre megadott, vagy szabadon szerkesztett szövegek alapján.

A lelet kinézete igen tág határok között szerkeszthető.

Nőgyógyászati asztalok

Nőgyógyászati vizsgálóasztal



Krómozott vagy festett váz, állítható hát és lábrész.

Fém lábtartó, rozsdamentes tál, párnázott műbőr kárpit.

Elektromos nőgyógyászati vizsgálóasztal



Motoros háttámla, ülőrész és lábrész.

Papírtlepedő tartó, kolposzkóp tartó.